





Case: Pengajuan Layanan




PUSAT
PEMANFAATAN
DAN INOVASI IPTEK
LEMBAGA ILMU
PENGETAHUAN INDONESIA



Case:
Pelaksanaan Uji



PUSAT
PEMANFAATAN
DAN INOVASI IPTEK
LEMBAGA ILMU
PENGETAHUAN INDONESIA



Case: Penyerahan Hasil Uji

PROSEDUR PRE-TREATMENT ANALISA SAMPEL AIR LAUT

Sampel air diambil langsung dari sumbernya. Sampel air yang dibutuhkan minimal 500 ml, dimasukkan ke dalam botol yang bersih dan tidak berbau.

Sampel uji
(ketentuan: kondisi sampel <6 jam
setelah pengambilan sampel;
penyimpanan pada suhu <10°C;)

Analisa Laboratorium
 ± 7 HK

Hasil Uji Sampel