

LAYANAN UJI DENSITAS BAHAN BAKAR DAN PELUMAS

Persyaratan Sampel

1. Berbentuk cairan
2. Untuk satu kali pengukuran dibutuhkan sampel minimal 15 mL
3. Kemasan tempat sampel dalam botol kaca atau jerigen bahan bakar / pelumas

Detail Pengujian

1. Alat uji densitas yang digunakan adalah Anton-Paar SVM 3000
2. Variasi temperature yang dapat dilakukan adalah dari suhu 5 – 105 °C
3. Pengujian dilakukan di Laboratorium Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi, Serpong, Tangerang Selatan
4. Pelaksanaan pengujian adalah 1 hari untuk sampel dengan 1-5 kali pengukuran