

	DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI Kawasan Sains dan Teknologi Soekarno, Jalan Raya Bogor Km. 46 Cibinong, Jawa Barat 16911
	FORMULIR DETAIL PENGUJIAN

Nama :

Instansi :
*) S1/S2/S3/Industri/Umum/Internal BRIN

Alamat :

No Hp/Telp :

E-mail :

**CHECKLIST PARAMETER ANALISIS SENYAWA GULA DAN ASAM
ORGANIK MENGGUNAKAN KOLOM 87H HPLC**

No	Parameter			
1	Jumlah Sample	:		
2	Konsentrasi Sample	:		
3	Fase Gerak (<i>Mobile Phase</i>)	:	5mM Asam Sulfat dalam miliQ water	
4	Detector	:	Refractive Index Detector (RID)	
5	Kolom	:	<u>Coregel 87H (Gula dan Asam Organik Standar tidak tersedia)</u>	
6	Kolom Oven Temperature	:	80 C	
7	Kolom Flow Mode	:		
8	Komponen Target untuk Kolom Coregel 87H		☐ Glukosa ☐ Fruktosa ☐ Mannosa/Xylosa	☐ Xylitol ☐ Ethanol ☐ Formic Acid ☐ Acetic Acid ☐ Lactic Acid
			☐ Furfural ☐ 5-HMF ☐ Glycerol	
9	Catatan Lain-lain	:		

Informasi lebih lanjut hubungi nomor layanan Laboratorium Genomik **08119811575**.