

	DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI Kawasan Sains dan Teknologi Soekarno, Jalan Raya Bogor Km. 46 Cibinong, Jawa Barat 16911
	FORMULIR DETAIL PENGUJIAN

Nama :
 Instansi :
 *) S1/S2/S3/Industri/Umum/Internal BRIN
 Alamat :
 No Hp/Telp :
 E-mail :

**CHECKLIST PARAMETER ANALISIS SENYAWA
OLIGOSAKARIDA MENGGUNAKAN KOLOM 42A HPLC**

No	Parameter	
1	Jumlah Sample	:
2	Konsentrasi Sample	:
3	Fase Gerak (<i>Mobile Phase</i>)	: Water / MiliQ
	Detector	: Refractive Index Detector (RID)
4	Kolom	42A (Oligosakarida Standar tidak tersedia)
5	Kolom Oven Temperature	80 °C
6	Kolom Flow Mode	
7	Komponen Target untuk Kolom 42A	☐ Senyawa Oligosakarida X1 - X6 ☐ Senyawa oligosakarida lainnya yang kompatibel dengan penggunaan kolom Aminex 42-A (standar disediakan user dan siap inject)
9	Catatan Lain-lain :	

Informasi lebih lanjut hubungi nomor layanan Laboratorium Genomik **08119811575**.