



**DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI**

Kawasan Sains dan Teknologi Soekarno, Jalan Raya Bogor Km. 46
Cibinong, Jawa Barat 16911

FORMULIR DETAIL PENGUJIAN

Nama :

Instansi :

*) S1/S2/S3/Industri/Umum/Internal BRIN

Alamat :

No Hp/Telp :

E-mail :

**DETAIL PARAMETER PENGGUNAAN
HITACHI HIGH SPEED REFRIGERATED CENTRIFUGE**

No	Parameter	:
1	ID Sampel	:
2	Nama Sampel	:
3	Volume Total Sampel	:
4	Jenis Pelarut	:
5	Kecepatan	:
6	Waktu	: Pukul s/d Pukul
7	Suhu	:
8	Densitas	:
9	Catatan	: Spesifikasi rotor R14A: - Max Speed: 14.000 rpm - Max RCF: 30.240xg - Kapasitas Rotor: 250 mL × 4 tubes Sampel dipreparasi oleh pelanggan dan untuk penggunaan alat akan didampingi oleh OA.

Informasi lebih lanjut hubungi nomer layanan Laboratorium Genomik 08119811575.